

COLHEITA URINA BACTERIOLÓGICA (CRIANÇAS)

1)




❄ LAVE AS MÃOS COM
ÁGUA E SABÃO

2)



❄ LAVE A REGIÃO
GENITAL DA
CRIANÇA COM ÁGUA
E SABÃO

3)




❄ ENXAGUAR E
LIMPAR DE
PREFERÊNCIA COM
GAZE OU ALGODÃO
ESTERILIZADO

4)



❄ COLOQUE O SACO
COLETOR
PEDIÁTRICO

5)



❄ **MENINOS** - O PÊNIS DEVE
FICAR INTRODUZIDO NA
ABERTURA DO SACO;
❄ **MENINAS** - A ABERTURA
DEVE SER APLICADA NA
METADE SUPERIOR DA
ZONA GENITAL

6)



❄ APÓS A COLHEITA
DA URINA RETIRE O
SACO E FECHÉ-O
COLANDO O
ADESIVO;
❄ COLOCAR O SACO
NO RECIPIENTE
FORNECIDO PELO
LABORATÓRIO

Atenção:

- ❄ O saco coletor deverá ser trocado:
 - Se o bebê não urinar no máximo em 30 minutos;
 - Se o bebê defecar.
- ❄ Deve informar se está a tomar algum antibiótico e/ou a aplicar alguma pomada na zona genital.